

Service-Begleitkarte



Wenn möglich bitte erkannte Mängel ankreuzen!

Cantel (Production) Germany GmbH
Zur Öhmdwiesen 5, 88633 Heiligenberg
t. +49 7554 9999 500
f. +49 (0) 7554 9999 558
info@escad-medical.com
<https://www.cantel-production.eu>

Bitte unbedingt angeben:

Gerät
desinfiziert

Gerät nicht
desinfiziert !

Gerätetyp:

Seriennummer:

Ihr Zeichen:

Kundennummer:

Ihre Mängelbeschreibung:


Mitgeliefertes Zubehör:

L/W Ventil

Absaugventil

Klappenventil

Reinigungsset



Optisches System

- Feuchtigkeit im optischen System
- Schmutz im optischen System
- Trübung der Sicht in der Optik
- Faserbrüche im Bildleiter
- Faserbrüche im Lichtleiter
- Bildleiter hat Gelbstich
- Lichtleiter hat Gelbstich
- Objektivdecklinse defekt
- Lichtleiterdecklinsen defekt
- Fokussierung defekt

Versorgungsschlauch / Stecker

- Versorgungsschlauch beschädigt
- Versorgungsstecker defekt

Spül – und Instrumentiersystem

- Absaugfunktion gestört
- Luftfunktion gestört
- Wasserfunktion gestört
- Gasfunktion gestört
- Zusatzspülsystem defekt
- Ventile defekt
- Albarranmechanik defekt
- Zangen- / Sondeneinführung blockiert

CCD Einheit

- Keine Bildübertragung
- Bildqualität gestört
- Kontrollknöpfe reagieren nicht

Einführschlauch / Distalende

- Einführschlauch beschädigt
- Abwinkelungsteil beschädigt
- Abwinkelungsgummi wulstig
- Abwinkelungsgummi perforiert

Abwinkelungssysteme

- Abwinkelung zu viel Spiel
- Abwinkelung R/L defekt
- Abwinkelung U/D defekt
- Abwinkelung schwergängig
- Drehknöpfe gebrochen

Unterschrift:

Datum: